

Część 1

Lp	Nazwa urządzenia	Producent	Typ	Nr fabryczny / Rok produkcji	Ilość przegladów	Cena jedn. netto	Stawka VAT [%]	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Uwagi
1	Ap do wentylacji wysokoprężowej	-	HUMID-BID	1	1							Wg. wynagółw producenta

Część 2

Lp	Nazwa urządzenia	Producent	Typ	Nr fabryczny / Rok produkcji	Ilość przegladów							Uwagi
1	Urządzenie do dekontaminacji powierzchni	HYMATON	-	1000256	1							Wg. wynagółw producenta

Część 3

Lp	Nazwa urządzenia	Producent	Typ	Nr fabryczny / Rok produkcji	Ilość przegladów							Uwagi
1	Czynnik-sterilizator	-	F 2400	F424C01A00121	1							Wg. wynagółw producenta
2	Czynnik-sterilizator	-	F 200	F424C02A00025	1							Wg. wynagółw producenta

Część 4

Lp	Nazwa urządzenia	Producent	Typ	Nr fabryczny / Rok produkcji	Ilość przegladów							Uwagi
1	Depozylator	Labopol	D-100	02750814/2014	1							Wg. wynagółw producenta

Część 5

Lp	Nazwa urządzenia	Producent	Typ	Nr fabryczny / Rok produkcji	Ilość przegladów							Uwagi
1	Dermaion elektryczny	ZIMMER	8821-01-01	205-193-2013	1							Wg. wynagółw producenta
2	Dermaion statyczny	ZIMMER	002195-000-00	17294/2013	1							Wg. wynagółw producenta

Część 6

Lp	Nazwa urządzenia	Producent	Typ	Nr fabryczny / Rok produkcji	Ilość przegladów							Uwagi
1	Histeroskop	RICHARDWOLF Niemcy	2222-01	141304/2014	1							Wg. wynagółw producenta
2	Histeroskop przełykowy 3.8mm	RICHARDWOLF Niemcy	89864021	50003035472014	1							Wg. wynagółw producenta
3	Histeroskop	RICHARDWOLF Niemcy	8986-401	1100613806	1							Wg. wynagółw producenta
4	Kosar do mechanicznego mycia i sterylizacji	RICHARDWOLF Niemcy	3804-111	1256934/2014	1							Wg. wynagółw producenta
5	Kosar do mechanicznego mycia i sterylizacji	RICHARDWOLF Niemcy	3804-111	1256934/2014	1							Wg. wynagółw producenta

Część 7

Lp	Nazwa urządzenia	Producent	Typ	Nr fabryczny / Rok produkcji	Ilość przegladów							Uwagi
1	Monitor gazów anestezjologicznych	-	VEO PHS 400301	2CU72800WZ/2009	1							Wg. wynagółw producenta

Część 8

Lp	Nazwa urządzenia	Producent	Typ	Nr fabryczny / Rok produkcji	Ilość przegladów							Uwagi
1	Myłka endoskopowa	-	BHT INNOVA F-2	49814003/2008	1							Wg. wynagółw producenta
2	Myłka dezynfektor	-	BHT INNOVA M4	38144001	1							1. Wymiana filtra sterylizacyjnego 2. Sprawdzenie czy elektrody węglowe, turbinowy, suzarki nie są zużyte 3. Sprawdzenie pomp dozujących i zużytych węży zewnętrznych (wymiana jeśli zachodzi taka potrzeba) 4. Sprawdzenie rękawic ramiennych narynkowych 5. Wyczyszczenie kłosa cęki 6. Kontrola mechanizmu zabezpieczającego drzwi 7. Sprawdzenie filtrów zamykania pomp dozujących 8. Usunięcie wykrytych usterek.

